



Назальный душ

Орошение носа и пульсирующая гидротерапия



Декларации о соответствии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Назальный душ

Пульсирующая гидротерапия и орошение полости носа



Удаление аллергенов

*благодаря
очищению полости носа*



Защита слизистой оболочки

носа

*Восстановление функции
подвижности реснитчатого
эпителия*



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Компрессор

Резервуар для раствора

Насадка на сопло

Крышка

Кабель Тур-С

Мягкая насадка для носа

Запасные мягкие насадки

Назальный душ

Орошение носа и пульсирующая гидротерапия

Компоненты изделия
и
Комплект поставки



Низкий
уровень шума

<80dB



- Встроенная ион-литиевая батарея
- Кабель Тур-С для подзарядки батареи
- Уровень влагозащиты IP 22


850
mA

Large capacity

>30
min

Usage time

*Двухкамерный резервуар –
удачное гигиеническое
решение*



Жидкость выходящая после промывания носа попадает в отдельную камеру без возможности контакта с раствором для промывания

Для орошения используется солевой раствор или растворы медикамента, по рекомендации медицинского специалиста.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



*Режим пониженная
скорость распыления*

Для детей от 1 года



*Режим повышенная
скорость распыления*

Для детей 7-14 лет



*Режим низкочастотная
пульсация*

Для детей 7-14 лет



*Режим высокочастотная
пульсация*


*Для детей от 15 лет и
взрослых**

**-взрослые могут
использовать любой
комфортный для них
режим*


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Аэрозольное орошение носа
ощущается как более комфортное



Аэрозольное орошение снижает риск
попадания раствора в слуховую трубу

Забота о
слизистой
носа

Уход за
слизистой
оболочкой
носа



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



www.synmed.ru